

Adinizer® Superfat

Superfat

Bu kit, Adinizer AN 400 ultra keskin bıçak sistemi ile Vacusera Jelli PRP sistemlerinin kombinasyonundan oluşmuş ve son kullanıcının tüm gereksinimlerini karşılayan kapsamlı bir settir. Amacı, hem yağ kaynaklı stromal hücrelerin serbestleştiği **400 mikronluk yağ dokusunu** hem de kan kaynaklı rejeneratif elemanları tek bir kit olarak sunmaktır.

Yağ kaynaklı rejeneratif uygulamalar bu kit ile **tek bir bıçak kullanılarak** sınırlı miktarda elde edilmeye yöneliktir. **Superfat kiti**, vücudun kendi yağ hücrelerinden elde edilen, doğal içerikli **lipofiller (yağ dolgusu)** tedavisi sunar. Cildinizin daha dolgun, genç ve sağlıklı görünmesini sağlamak için güvenle kullanılabilir. **Superfat ile cilt altına enjekte edilen yağ, estetik problemlerinizi hedef alır ve etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.**

Yağ, **400 mikron çapa ulaşarak** daha kolay enjekte edilebilir hale gelirken, aynı anda stromal hücreler de serbestleşerek daha fazla tutunma ve rejeneratif etki sağlar. **Bilimsel araştırmaların sonuçlarını en son teknolojiyle birleştiren** bu set, alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanmıştır.

Adinizer'ın üstün bıçakları, yağ dokusunu farklı boyutlarda işleyerek (adinize ederek), kullanım amacınıza uygun şekilde **ister yağ dolgusu, isterse de yağın rejeneratif etkilerini** sunmanıza olanak tanır. Yağ dokusunu **ultra keskin bıçaktan yalnızca 5-7 kez geçirerek** kolayca enjekte edilebilir hale getirebilirsiniz.



Superfat Kit içeriği:

- 1 adet VACUSERA Jelli Tüp Seti
- 1 adet Smart Kit - Yağ Ayırıcı Filtre (400)
- 3 adet Hipodermik İğneli Şırınga (10 ml)
- 4 adet Hipodermik İğneli Şırınga (1 ml)
- 1 adet Steril Düz Örtü (50x70 cm)
- 3 adet Enjektör Beyaz Kilit Adaptörü



VACUSERA PRP, Adinizer ve Eksozom teknolojilerimizle sağlık profesyonellerine yenilikçi çözümler sunuyoruz. Geniş ürün portföyümüzle sizlere daha fazla seçenek sunmayı ve güzellik ile sağlık yolculuğunuzda yanınızda olmayı hedefliyoruz.

Superfat

Superfat Hangi Alanlarda Kullanılır?

Superfat, birçok estetik uygulama için etkili bir çözüm sunar. Kullanım alanları şunlardır:

- **Yüz Dolgusu:** İnce çizgileri, derin kırışıklıkları ve hacim kaybını gidermek.
- **Elmacık Kemiği ve Çene Hattı:** Yüz hatlarını belirginleştirerek daha simetrik bir görünüm sağlamak.
- **Göz Altı Morlukları ve Torbaları:** Göz altındaki hacim kaybını düzelterek daha dinamik bir ifade kazandırmak.
- **Yüzdeki Yağ Kaybı:** Yaşlanma ile oluşan hacim kaybını gidererek genç bir görünüm elde etmek.
- **Vücut Kontürü ve Hacim Artışı:** Göğüs, kalça veya bacak gibi bölgelerde hacim kazandırmak.

Superfat'ın Avantajları

- **Doğal Sonuçlar:** Vücudun kendi yağ hücreleri kullanıldığı için doğal bir dolgunluk sağlar.
- **Kalıcı ve Güvenli:** Kendi dokularınız kullanıldığı için alerjik reaksiyon riski bulunmaz ve sonuçlar uzun süre kalıcıdır.
- **Minimal İnvaziv Uygulama:** Superfat tedavisi cerrahi işlemlere kıyasla daha az invazivdir ve iyileşme süresi oldukça kısadır.
- **Çok Yönlü Kullanım:** Yüz ve vücudun farklı bölgelerine uygulanabilir, böylece istediğiniz sonuçlara ulaşmanız kolaylaşır.

Superfat Uygulama Süreci

- **Ön Görüşme:** Estetik uzmanınız ile görüşme yapılarak hedefleriniz ve beklentileriniz doğrultusunda en uygun tedavi planı belirlenir.
- **Yağ Alımı:** Vücudunuzun uygun bölgelerinden, genellikle karın veya uyluk bölgesinden yağ alınır.
- **Yağ İşleme:** Alınan yağ, ultra keskin bıçaklar kullanılarak adinize edilir ve lipofillerin etkinliği artırılır.
- **Uygulama:** Hazırlanan yağ, cilt altına enjekte edilir. İşlem genellikle 30-60 dakika sürer.
- **İyileşme Süreci:** Uygulama sonrasında hafif şişlik, morluk veya hassasiyet görülebilir. Ancak bu etkiler genellikle birkaç gün içinde kaybolur.



Disera Tıbbi Malzeme Lojistik San. ve Tic. A.Ş.
Merkez: 5758 Sok. No:4 H/11 - P.K. 35110 / Karabağlar İZMİR / TÜRKİYE
Fabrika: İbni Melek O.S.B Mah. Tosbi Yol 5 Sk. No: 46 Tire - İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 264 66 68 Faks: +90 (232) 264 84 00
www.vacuserabiostimulants.com

0.BR.STS.010,00,18.12.2025_TR

